

## Produktdatenblatt SORB<sup>®</sup>XT Bilgen-Set

Artikel	SORB <sup>®</sup> XT Bilgen-Set
Artikelnummer	100501
Maße Kissen (mm)	300x200x50
Gewicht	0,70 Kg
Absorptionskapazität	2,60 L



## Produktinformation:

### Gebrauchsempfehlung

- Mobile Soforthilfe bei kleineren Leckagen
- Auf festem Untergrund und auf dem Wasser
- Als Barriere und als Aufnahmemedium

### Anwendung

- Legen Sie das Kissen direkt auf den Kontaminationsbereich und warten Sie, bis diese ihr volles Absorptionspotential erreicht haben. (das Kissen wird vollständig in der Farbe des kontaminierten Materials sein)
- Anwendungsgebiete: Werke, Unternehmen, Umweltschutz, Verkehr, auf dem Wasser/Straßen/Asphalt, normale Böden, Industriegelände, Sonderböden)
- Das Kissen kann bei allen genannten Bereichen eingesetzt werden, zusätzlich auf Wasser.

### Nach der Anwendung

- Sammeln Sie das Kissen mit Einmalhandschuhen ein und legen Sie es in einen Entsorgungsbeutel
- Entsorgen Sie das kontaminierte Material bitte nach den jeweils gültigen Gesetzen und kommunalen Vorgaben

### Lagerung

- Trocken und bei geringer Luftfeuchtigkeit lagern, um Schimmelbildung zu vermeiden

### Eigenschaften

- Praktische Lösung für Leckagen, enthält folgendes:
- 2x Barriere-Kissen (gefüllt mit 100 % organischer SORB<sup>®</sup>XT-Faser)
- 1x Einweghandschuhe
- 2x Entsorgungsbeutel